

Nowość na rynku opakowań recepturowych!

Butelka sterylna Amapack 5ml

do kropli z wewnętrznym systemem
zachowującym jałowość (roztwory wodne)*

* nie używać do roztworów koloidalnych i o zwiększonej lepkości




Dłuższa trwałość leku

- gwarancja minimum 14 dni

(w zależności od składu zgodnie z Farmakopeą Polską)

Jak działa butelka sterylna?



Zadbaj o środowisko wybierając butelkę wielodawkową!

Przeprowadzono analizę porównawczą dla 1-miesięcznego leczenia (1 kropla na oko dwa razy dziennie), porównując nasz wielodawkowy zakraplacz bez konserwantów z opakowaniem jednodawkowym.

Rezultat:



8

razy mniej
zużytego
plastiku



25

razy mniej
odpadów



9

razy mniej
potrzebnej
energii dla
transportu



Butelka sterylna Amapack posiada wielodawkowy system końcówek zamykających, który eliminuje potrzebę stosowania konserwantów w leku i zapobiega skażeniu bakteryjnemu w trakcie leczenia.

 Amapack

tel. +48 578-980-660
tel. +48 578-980-890
biuro@amapack.pl